


# 植毛綿棒ラインナップ

## 一般医療機器 医科用捲綿子

EOG  
滅菌済  
日本製

### 平和メディクの植毛綿棒(スワブ)

インフルエンザウイルスや新型コロナウイルス (COVID-19) などの検査では鼻腔(鼻咽頭)からの拭い液を用いることが一般的です。平和メディクでは、これらの拭い液の採取用具として様々な商品を取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。全て個包装・滅菌済のため安心してお使いいただけます。




### 製品仕様

#### 1.メディクスワブ植毛綿棒NA01 鼻咽頭用

主に鼻腔(鼻咽頭)拭い液採取用の綿棒です。

採取部には、ナイロンを使用しています。

被験者の身体的負担を減らす為に、軸の挿入部分は、細く・適度に曲がるように設計してあります。



綿棒のサイズ  
全長 :151mm  
綿球長: 17mm  
綿球径: 3mm


#### 2.メディクスワブ植毛綿棒NA02 鼻咽頭用 BP100

主に鼻腔(鼻咽頭)拭い液採取用の綿棒です。

採取部には、ナイロンを使用しています。

被験者の身体的負担を減らす為に、軸の挿入部分は、細く・適度に曲がるように設計してあります。

検体採取後に軸を折り切る為のブレイクポイント(折り曲げ溝)が綿球先端から98.5mmの部分に設けられています。



綿棒のサイズ  
全長 :151mm  
綿球長 : 17mm  
綿球径 : 3mm  
ブレイクポイント  
までの長さ :98.5mm


#### 3.メディクスワブ植毛綿棒NA01 輸送チューブ付 鼻咽頭用

主に鼻腔(鼻咽頭)拭い液採取用の綿棒です。

採取部には、ナイロンを使用しています。

被験者の身体的負担を減らす為に、軸の挿入部分は、細く・適度に曲がるように設計してあります。

検体採取後の綿棒を格納及び輸送できるチューブがセットになっています。チューブに入れることで検体採取後の綿棒を安全に輸送できます。



綿棒のサイズ  
全長 :156mm  
綿球長: 17mm  
綿球径: 3mm  
輸送チューブ  
材質 :ポリエチレン  
外形寸法 :Φ12×165mm

製品名	コード	入数	個包装 幅×高さ[mm]	化粧箱 幅×奥行×高さ[mm] 重量[g]	外箱 幅×奥行×高さ[mm] 重量[kg]	JANコード	医療機器届出番号
メディクスワブ 植毛綿棒 NA01 輸送チューブ付 鼻咽頭用	4979	20本×10箱	220×70	210×110×85 180	570×225×190 2.0	4976558003953	21B2X10012000056
メディクスワブ 植毛綿棒 NA02 鼻咽頭用 BP100	4969	100本×10箱	190×50	210×110×85 190	570×225×190 2.2	4976558003779	21B2X10012000053
メディクスワブ 植毛綿棒 NA01 鼻咽頭用	4968	100本×10箱	190×50	210×110×85 190	570×225×190 2.2	4976558003762	21B2X10012000052

当社ラインナップ品の購入、または、OEMに関しては、下記よりお気軽にお問合せ下さい。

**平和メディク株式会社** <http://www.heiwamedic.com/>

本社 〒506-0041 岐阜県高山市下切町180番地 TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819  
 東京営業所 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番11号 石川COビル202号 TEL 03-3258-0966  
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府淀川区西中島6丁目2番3号 第7地産ビル505号 TEL 06-6307-1666